


epServices
for premium performance



KOLAS 교정이란?

교정 대상

산업체에서 보유하고 있는 모든 측정기가 교정대상은 아니지만 사용하는 측정, 시험, 검사장비가 품질에 미치는 영향이 지대하다면 반드시 교정대상에 포함되어야 합니다.

특히 제품시험 또는 검사의 합부판정에 사용되는 장비, 안전기준 검사 장비, 법정계량(벌금 또는 과태료 부과, 법적 증거 제출용)에 사용되는 장비는 반드시 교정대상이 되어야 합니다.

교정 주기

교정주기는 'KOLAS-G-013:교정대상 및 주기설정을 위한 지침' 및 국제문서인 'ILAC-G24' 가이드를 참고하실 수 있습니다.
교정주기가 길어지면 교정비용은 줄일 수 있으나 측정의 불확도가 증가되고, 이에 따라 측정기가 정확하지 않아 제품의 결함, 안정성 미흡 등 더 큰 금전적 손실로 이어질 수 있습니다.
피펫의 교정 권장주기는 1년입니다.



Service Portal
Event!



10% Service Portal Event!

- > **이벤트 혜택** : Service Portal 로 피펫 서비스 접수 시, 교정 비용에 한해 10% 특별할인
- > **이벤트 기간** : 2025년 9월 1일~ 2025년 12월 31일까지
- > **Service Portal** : <https://serviceportal.eppendorf.com/ko-KR> (우측 QR참조)



서비스 포털 신청 링크

Experience Premium Quality Pipette Service

정확한 실험을 위해 에펜도르프 피펫서비스를 경험해 보세요!

서비스 명칭	측정 횟수	*유지 보수	자사 성적서	KOLAS 공인인증성적서	서비스 설명	예시
Basic Check	4	0	0	-	ISO 8655:2022 교정 포인트 3 포인트 (10%, 50%, 100%)	1000P 10% - 100P 50% - 500P 100% - 1000P 의 3 포인트 측정
Standard Check	10	0	0	-		
Premium Check	4	-	0	-		
	10	0	0	-		
KOLAS	10	-	-	0	ISO 17025, KOLAS 인정 교정 포인트 3 포인트 (10%, 50%, 100%)	
KOLAS PLUS	10	0	-	0		

*유지보수 미포함 서비스 (AS-Found Service)

새제품, 전자 디스펜서, 타사 피펫, 유지보수미포함/포함 서비스 함께 진행시만 가능합니다.

***유지보수 서비스 :** 내부 클리닝, 윤활제 도포, 볼륨 조정 및 싱글채널피펫에 한하여 소모품 무상교체 포함
전담 엔지니어 서비스 : 피펫 입고 후 영업일 3-5일 내 출고 (별도 금액)

*주의

모든 교정 서비스는 Eppendorf 팁을 사용하여 진행되며, 귀사에서 타사팁을 사용 시 교정 받은 결과값과 다를 수 있습니다.
 타사팁을 이용하여 교정을 원하실 경우 피펫 반입 시 함께 발송해 주시기 바랍니다.



견적 및 일정 문의 1577-7167 (2번: 피펫 서비스 문의) 또는 service@eppendorf.kr



Pipette Calibration Promotion

> 행사 기간 : 2025년 9월 1일~ 2025년 12월 31일까지

> 행사 내용

1. AS-Found (유지보수 미포함) + AS-Left (유지보수 포함)

동시 진행시 AS-Found (유지보수 미포함) 서비스 50% 할인

2. KOLAS 새제품 20% 할인

3. Service Portal 로 피펫 서비스 접수 시, 교정 비용에 한해 10% 특별할인
 서비스 진행 상황 확인 및 차기 교정일 알림 가능

Eppendorf 및 기타 브랜드 피펫에 대해 엄격하고 검증된 절차대로 진행합니다.



Qualification and
Certification

ISO 17025

ISO 17025 인증은 엄격한 품질 규칙에 대한 높은 수준의 역량과 준수를 인증합니다. ISO 17025 기준에는 측정 장비, 측정 불확도 값 및 승인된 품질 표준에 대한 추적 연결 고리가 포함됩니다.



국제공인교정기관
(인정번호 KC18-347호)

Service Portal
Event!



10% Service Portal Event!

> 이벤트 혜택 : Service Portal 로 피펫 서비스 접수 시, 교정 비용에 한해 10% 특별할인

> 이벤트 기간 : 2025년 9월 1일~ 2025년 12월 31일까지

> Service Portal : <https://serviceportal.eppendorf.com/ko-KR> (우측 QR참조)



서비스 포털 신청 링크